

ENDO STITCH

Produtos para Sutura Endoscópica
ENDO STITCH* Dispositivo de Sutura 10 mm
Instrumento Cirúrgico
173016 ENDO STITCH* 10 mm



DESCRIÇÃO

As unidades de carga de uso único ENDO STITCH da Auto Suture estão disponíveis em uma unidade de ponto único com uma agulha de sutura ou em uma unidade de ponto triplo com três agulhas de sutura. As unidades de carga de uso único ENDO STITCH estão disponíveis nos seguintes materiais de sutura:

Suturas de náilon trançado BRALON são suturas cirúrgicas estéreis, inertes e não absorvíveis compostas de Náilon 6 e 6.6 de polímeros alifáticos de cadeia longa. As suturas BRALON são revestidas uniformemente com polibutileno adipato para aumentar a facilidade de manuseio, passagem pelo tecido e reduzir a capilaridade. As suturas trançadas BRALON são suturas cirúrgicas não absorvíveis em náilon disponíveis em preto, com extrato de cambeche ou sem corante (branco).

Estas suturas atendem a todas as exigências determinadas pela Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) e a Farmacopéia da Europa (EP).

As suturas POLYSORB são compostas de copolímero de lactida e glicolida LACTOMER que é um poliéster sintético composto de glicolida e lactida (derivado dos ácidos láctico e glicólico). Elas são preparadas por meio do revestimento da sutura com uma mistura de um copolímero de glicolida/caprolactona e estearoil-lactato de cálcio.

As suturas POLYSORB são coloridas de violeta para aumentar a visibilidade e também estão disponíveis sem corante atendendo a todas as exigências determinadas pela Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) e a Farmacopéia da Europa, exceto em pequenas variações de diâmetro da sutura.

As suturas em seda SOFSILK são suturas cirúrgicas não absorvíveis, estéreis e não mutagênicas compostas de fibras de seda com proteínas naturais chamadas de fibroína. Essa proteína é derivada de espécies de bicho-da-seda domesticadas, *Bombyx mori*, da família *bombicidae*. As fibras de seda são tratadas para remover a cola, sericina, naturalmente produzida e descoloridas e trançadas para produzir as suturas cirúrgicas em seda SOFSILK. As suturas trançadas estão disponíveis revestidas

uniformemente com silicone para aumentar a lubrificidade da superfície, melhorando assim as características de manuseio, facilidade de passagem através de tecidos e propriedades de fixação de nós, além de reduzir a capilaridade.

As suturas SOFSILK estão disponíveis na cor preta, com estrato de cambeche.

As suturas SOFSILK atendem a todas as exigências determinadas pela Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) e a Farmacopéia (EP) para suturas cirúrgicas não absorvíveis.

As suturas de poliéster SURGIDAC são fios cirúrgicos estéris e não-absorvíveis compostos de Poli (tereftalato de etileno). Elas são preparadas a partir de fibras de poliéster de alto peso molecular, cadeia longa e lineares tendo anéis aromáticos repetitivos como componente integral. As suturas monofilamento não são revestidas, e as suturas trançadas estão disponíveis sem revestimento ou revestidas uniformemente com adipato de polibutileno pra aumentar a lubrificidade da superfície, aumentando assim as características de manuseio, facilidade de passagem através do tecido e as propriedades de fixação de nó. Os fios de poliéster SURGIDAC são inertes e provocam apenas reação mínima local do tecido. Estão disponíveis com corante D&C verde Nº 6 e também sem corante (branco).

Elas atendem a todas as exigências determinadas pela Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) e a Farmacopéia da Europa (EP) para suturas cirúrgicas não absorvíveis exceto quando indicado na embalagem unitária individual.

INDICAÇÕES DE SULU

As unidades de carga (SULUs) de uso ENDO STITCH da Auto Suture são destinadas ao uso com o dispositivo de sutura ENDO STITCH. O dispositivo de sutura ENDO STITCH tem aplicação em cirurgia endoscópica para a colocação de pontos contínuos e interrompidos em tecidos moles.

INDICAÇÕES DE SUTURA

As suturas de náilon trançado BRALON, suturas SOFSILK e suturas de poliéster SURGIDAC são indicadas para uso em aproximação e/ou ligaduras de tecidos moles em geral, incluindo o uso em cirurgia cardiovascular, oftálmica e neurológica.

As suturas POLYSORB são indicadas para uso na aproximação ou ligaduras de tecidos moles e em cirurgia oftálmica, mas não para uso no tecido cardiovascular ou nervoso.