

**EQUISTREAM\***  
CATETER DE HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA

Redefinição de **PERFORMANCE**



**BAIRD**  
ACCESS SYSTEMS

*Avanços no Fornecimento de Cuidados à Saúde.\**




## AGORA DISPONÍVEL

### Cateteres EQUISTREAM\* XK (16 Fr)

Cateter EQUISTREAM\* XK oferece as mesmas vantagens que o EQUISTREAM\* plus:

- Oferece fluxos de 500 mL/min em média, até mesmo quando há uma oclusão de 15% na área interna mais calibrosa<sup>1</sup>
- Permite fluxos de 500 mL/min com 29% menos pressão que a versão de 14,5 Fr<sup>1</sup>


#### PERFORMANCE DO CATETER DE 14,5 FR VS 16 FR





## **TECNOLOGIA** da ponta "Split" Otimiza o fluxo

- O posicionamento das duas pontas no átrio direito é viabilizado pelo design acoplado da ponta<sup>2</sup>
- Fluxo alternado fornecido por orifícios em 360°



O posicionamento no átrio direito permite o fluxo ideal,  
Segundo os Guidelines da KDOQI<sup>2</sup>

## Fácil **ACESSO**

- Mais fácil passagem sobre o fio guia com o estilete oco pré-preenchido
- Menor chance de dobra da ponta devido ao design acoplado da ponta
- Redução do risco de embolismo aéreo com o introdutor valvulado AirGuard\*



**Ponta Cônica mais Macia**  
para facilitar a Inserção sobre o Fio-Guia

**Estilete oco pré-preenchido**



