

Penile



DESCRIÇÃO: O implante **Penile** é um produto de alta tecnologia, projetado para o tratamento da disfunção erétil.

Pode ter seu comprimento ajustado por extensores (**ETS**).

O dimensionamento adequado do dispositivo é fundamental para um resultado bem-sucedido do ato cirúrgico.

ETS - Sistema de Extensão da Ponta (Extension Tip System)



PONTEIRA EXTENSORA			
REF			
	A	B	
	cm	mm	
809	16	8	
1005	12	9,5	
1009	16	9,5	
1013	20	9,5	
1105	12	11,0	
1109	16	11,0	
1113	20	11,0	
1205	12	12,6	
1209	16	12,6	
1213	20	12,6	
1216	23	12,6	

Registro ANVISA Nº 80112860004

COMPOSIÇÃO: Seus cilindros são compostos por elastômero de silicone e seu mecanismo de maleabilidade por fios de prata (com 99,9% de pureza) garantem rigidez e discrição. Todos os componentes são constituídos por materiais implantáveis biocompatíveis.

O silicone utilizado é grau médico e possui certificação no FDA.