

Penileplus






INNOVATIVE TECHNOLOGY

SISTEMA
RTS

DESCRIÇÃO: O implante Penileplus é um produto de alta tecnologia projetado para o tratamento da disfunção erétil.

Pode ter seu comprimento reduzido por corte transversal em sua ponteira proximal (**RTS**).

O dimensionamento adequado do dispositivo é fundamental para um resultado bem-sucedido do ato cirúrgico.

REDUÇÃO MÁXIMA DA PONTIEIRA REDUTORA (-3 cm)			$(A - 3 = C)$ 	
REF				
	A cm	B ø mm		
PEQUENA	20	8	17	
NORMAL 21	21	9,5	18	
NORMAL 23	23	9,5	20	
MEDIA 22	22	11,0	19	
MEDIA 24	24	11,0	21	
GRANDE 23	23	12,6	20	
GRANDE 26	26	12,6	23	

RTS - Sistema de Redução da Ponteira (Reduction Tip System)

Registro ANVISA Nº 80112860004

COMPOSIÇÃO: Seus cilindros são compostos por elastômero de silicone e seu mecanismo de maleabilidade por fios de prata (com 99,9% de pureza) garantem rigidez e discrição. Todos os componentes são constituídos por materiais implantáveis biocompatíveis.

O silicone utilizado é grau médico e possui certificação no FDA.