



## **BUTTON PROT. GASTRO**

### **Tamanhos disponíveis:**

BUTTON PROT. GASTRO 24FR X 1.7CM – Ref.000285

BUTTON PROT. GASTRO 24FR X 2.4CM – Ref.000286

BUTTON PROT. GASTRO 24FR X 3.4CM – Ref.000287



### **Descrição Técnica**

BUTTON BARD, dispositivo de substituição para uma Gastrostomia, baixo perfil concebido para inserção percutânea através de um tracto de estoma estabelecido, material em silicone biocompatível, com válvula anti-refluxo.

Kit composto de 01 sistema medidor de estoma, obturador, bolo e tubos de alimentação contínuos, 01 tubo de descompressão e uma seringa de 60cc(ml) não estéril.

### **Indicação de utilização**

É indicado para colocação percutânea de um dispositivo de alimentação e descompressão de gastrotomia de longo prazo, de baixo perfil através de um estoma estabelecido. O sistema medidor de estoma é utilizado para medir um tracto de estoma de gastrostomia bem estabelecido para selecção de um dispositivo Button de comprimento apropriado.

Os tamanhos são de 18 a 24Fr com hastes de 1.2, 1.7, 2.4, 3.4 e 4.4cm de comprimento, embalado estéril, marca BARD, proc. U.S.A.

Unidade de Fornecimento: Unidade

Marca: Bard

Registro Ministério Saúde: 10178010088

Fornecedor: **Coramed Comércio de Artigos Médicos Ltda.**

Rua Wilson Palmeira, 50 – Amaralina

Salvador – Ba

Fone: (71) 3248-1788

Email: [contato@coramed.com.br](mailto:contato@coramed.com.br)