

iDrive™ Ultra

O único endogrampeador reutilizável completamente automático chegou!



PRECISÃO, CONSISTÊNCIA E CONTROLE
NA PONTA DOS DEDOS



COVIDIEN

DESEMPENHO AVANÇADO A CADA PASSO

Compatível com todo o portfólio de cargas Endo GIA™ e com a tecnologia Tri-Staple™, o grampeador automático iDrive™ Ultra propicia manuseio completo com uma única mão, com operação ao alcance de um botão.

- Ergonômico, o acionamento por botões propicia pontos ilimitados de articulação a 45° tanto pela esquerda quanto pela direita;
- Estabilidade sem precedentes durante a operação: reduz movimentos indesejados, comuns nos dispositivos manuais¹;
- Único dispositivo para todas as cargas: compatível com toda a tecnologia de endogrampeamento Covidien, incluindo as cargas Endo GIA™ com tecnologia Tri-Staple™.



Componentes do Sistema

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FOTO
IDRVULTRA1	Grampeador Automático iDrive™ Ultra	
EGIAADAPT EGIAADAPTXL	Adaptador Endo GIA™ Adaptador Extralongo Endo GIA™	
INTB100	Bateria iDrive™ Ultra	
IDRVBIG	Guia de Inserção da Bateria iDrive™ Ultra	
INTBIC1	Carregador de Bateria e Fonte de Alimentação iDrive™ Ultra	
IDRVTRAY	Bandeja de Esterilização iDrive™ Ultra	
IDRVRET	Ferramenta Manual Adaptadora iDrive™ Ultra	

¹ Redução média de 61% em recarga durante os disparos em comparação com Ethicon Endo-Surgery Echelon Flex™ em meio indicado, n=10 cirurgiões, 172 estudos no total, p<.0005. Seils D., Tantawy T., Peterson D., Final Report on Results. University of Connecticut Biodynamics Study, 2012. P.7, table 3. Estudo financiado pela Covidien.



COVIDIEN, COVIDIEN com logo, logo da Covidien e positive results for life são marcas comerciais registradas nos EUA e/ou internacionalmente da Covidien. Todas as demais marcas são marcas comerciais de uma empresa da Covidien. © 2015 Covidien. Todos os direitos reservados.

Reg. M. S.: 10349000420.
M. Luz 08/15.

Tel.: 11 - 2187.6200
Fax: 11 - 2187.6375

atendimento.brasil@covidien.com
www.covidien.com.br

Obtendo desempenho
avançado em cada etapa no
processo de grampeamento

iDrive™ Ultra

Sistema de Grampeamento Automático

Apresentando a
Tecnologia Adaptive Firing™



COVIDIEN

positive results for life™

A Tecnologia Adaptive Firing™ encontra a compressão inteligente

O Sistema de Grampeamento Automático iDrive™ Ultra em combinação com as cargas Endo GIA™ e com a Tecnologia Tri-Staple™ é a única plataforma que obtém, de forma consistente, o desempenho avançado em toda etapa no processo de grampeamento. A Tecnologia Adaptive Firing™ mais a compressão inteligente é uma combinação vencedora que leva à melhor formação do grampo.

A Tecnologia Adaptive Firing™ facilita o processo de disparo:

- Desempenho de automonitoramento e prontidão com até 1.000 cálculos por segundo;
- A velocidade de disparo se adapta a diferentes tecidos, incluindo diferentes espessuras e densidades;
- Capaz de melhorar o manuseio do tecido, o que por sua vez pode resultar na consistência aprimorada da linha de corte e da formação do grampo;
- O microprocessador que controla o disparo oferece velocidade mais lenta em tecidos mais densos;
- Reduz a variabilidade do disparo quando comparado a um grampeador manual.



O Grampeador Automático iDrive™ Ultra com Tecnologia Adaptive Firing™, combinada com cargas Pretas Endo GIA™ com Tecnologia Tri-Staple™ Oferece:

- Disparo Controlado¹;
- Formação Superior de Grampo^{1,3,4};
- Consistência da Pressão de vazamento¹;
- Resistência Superior da Linha de Grampo^{1,3,4};
- Consistência Superior da Linha de Corte¹;
- Possibilidade de Menos Sangramento¹.

Tecnologia Adaptive Firing™: Obtendo uma velocidade adequada de disparo

Tempo total de disparo

A velocidade de disparo do Sistema de Grampeamento Automático iDrive™ Ultra foi, de forma consistente, mais lenta e mais variável que o grampeador automático do concorrente, conforme se adapta a espessura variável de tecido.¹



