

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
SM5638	BIOSYN 3-0 INCOLOR 75CM P12	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5638 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM5679G	BIOSYN 3-0 INCOLOR 75CM P14	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha P14 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 24 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5679G Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
XM845	BIOSYN 4-0 INCOLOR 45CM DX16	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha DX16 de curvatura 3/8Dermax - Cortante premium conv. Diamante de 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:XM845 Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM5627	BIOSYN 4-0 INCOLOR 45CM P12	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5627 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM5690	BIOSYN 4-0 INCOLOR 45CM P13	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P13 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 13 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5690 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM691	BIOSYN 4-0 INCOLOR 75CM C13	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha C13 de curvatura 3/8 Triang. Reverso 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM691 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM5637	BIOSYN 4-0 INCOLOR 75CM P12	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5637 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM5624	BIOSYN 5-0 INCOLOR 45CM P12	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5624 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM5687	BIOSYN 5-0 INCOLOR 45CM P13	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P13 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 13 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM5687 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
SM690	BIOSYN 5-0 INCOLOR 75CM C13	Fio de sutura cirúrgica Biosyn Incolor composto por Glycomer 631 (Glicolida, Dioxanona e Carbonato de Trimetileno) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 75 cm de comprimento, com agulha C13 de curvatura 3/8 Triang. Reverso 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000038 Código/modelo:SM690 Fabricante: Covidien LLC. Origem: Importado da República Dominicana ou dos Estados Unidos da América.	MEDTRONIC-COVIDIEN USA