

| Código do produto | Nome do produto            | Descrição do produto  | MARCA/FABRICANTE       |
|-------------------|----------------------------|---|------------------------|
| CC913             | CAPROSYN INC 0 90CM GS24   | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 90 cm de comprimento, com agulha GS24 de curvatura 1/2 Círculo cilíndrica Robusta 40 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:CC913 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| CC914             | CAPROSYN INC 1 90CM GS24   | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 1 com 90 cm de comprimento, com agulha GS24 de curvatura 1/2 Círculo cilíndrica Robusta 40 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:CC914 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| CC196             | CAPROSYN INC 1 90CM KV34   | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 1 com 90 cm de comprimento, com agulha KV34 de curvatura 1/2 Círculo cilíndrica Tapercut 37 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:CC196 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana         | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| GC123             | CAPROSYN INC 2-0 70CM V20  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha V20 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 26 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:GC123 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana                 | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| CC923             | CAPROSYN INC 2-0 90CM GS21 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida), de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha GS21 de curvatura 1/2 Círculo cilíndrica Robusta 37 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:CC923 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana                       | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| CC1945G           | CAPROSYN INC 2-0 90CM KV34 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha KV34 de curvatura 1/2 Círculo cilíndrica Tapercut 37 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:CC1945G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana     | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5618G           | CAPROSYN INC 3-0 45CM P12  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5618G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| UC404             | CAPROSYN INC 3-0 70CM CV25 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CV25 de curvatura 1/2 Círc. Cilíndrica Corpo Retangular 22 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:UC404 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5638G           | CAPROSYN INC 3-0 70CM P12  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5638G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5780G           | CAPROSYN INC 3-0 70CM P14  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha P14 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 24 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5780G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC693G            | CAPROSYN INC 3-0 75 CM C14 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha C14 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 24 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC693G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana                | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5643G           | CAPROSYN INC 4-0 45 CM P24 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P24 de curvatura 1/2 Triang. Reverso Premium 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5643G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5686G           | CAPROSYN INC 4-0 45CM P11  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P11 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5686G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5690G           | CAPROSYN INC 4-0 45CM P13  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P13 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 13 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5690G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| UC203             | CAPROSYN INC 4-0 70CM CV23 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CV23 de curvatura 1/2 Círc. Cilíndrica Corpo Retangular 17 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:UC203 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| UC403             | CAPROSYN INC 4-0 70CM CV25 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CV25 de curvatura 1/2 Círc. Cilíndrica Corpo Retangular 22 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:UC403 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5637G           | CAPROSYN INC 4-0 75CM P12  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha P12 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5637G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana          | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |

| Código do produto | Nome do produto            | Descrição do produto   | MARCA/FABRICANTE       |
|-------------------|----------------------------|--|------------------------|
| SC5642G           | CAPROSYN INC 5-0 45 CM P24 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P24 de curvatura 1/2 Triang. Reverso Premium 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5642G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana         | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC3626G           | CAPROSYN INC 5-0 45CM P10  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P10 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 11 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC3626G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana         | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5616G           | CAPROSYN INC 5-0 45CM P12  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P-12 de curvatura 3/8Triang. Reverso Premium - EDGELLANT de 19 mm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5616G Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.                    | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5689G           | CAPROSYN INC 5-0 45CM P13  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P13 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 13 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5689G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana         | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| UC202             | CAPROSYN INC 5-0 70CM CV23 | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CV23 de curvatura 1/2 Círc.Cilíndrica Corpo Retangular 17 mm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:UC202 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC3625G           | CAPROSYN INC 6-0 45CM P10  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P10 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 11 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC3625G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana         | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |
| SC5635G           | CAPROSYN INC 6-0 45CM P11  | Fio de sutura cirúrgica Caprosyn Incolor composto por Polyglitone 6211 (Glicolida, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno, Lactida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P11 de curvatura 3/8 Triang. Reverso Premium 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000229 Código/modelo:SC5635G Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana         | MEDTRONIC-COVIDIEN USA |