

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
3AA26510-	COTTON AZUL 0 (3X45CM) MC35	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha MC35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA26510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA510-	COTTON AZUL 0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AA510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA45510-	COTTON AZUL 0 45CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8Círculo Triangular de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA45510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA26510-	COTTON AZUL 0 45CM MC35	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 45 cm de comprimento, com agulha MC35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA26510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA56510-	COTTON AZUL 0 45CM MTR35	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 45 cm de comprimento, com agulha MTR35 de curvatura 1/2 Triangular Robusta - Corpo Estriado 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA56510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA15510-	COTTON AZUL 0 75CM CC30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 75* cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 30 mm*. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA15510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA44520-	COTTON AZUL 2-0 (3X45CM) CT25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha CT25 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA44520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA45520-	COTTON AZUL 2-0 (3X45CM) CT30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 30 mm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA45520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA47520-	COTTON AZUL 2-0 (3X45CM) CT40	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha CT40 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA47520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA24520-	COTTON AZUL 2-0 (3X45CM) MC25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha MC25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA24520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA69520-	COTTON AZUL 2-0 (3X45CM) RTR60	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha RTR60 de curvatura Reta Triangular 6,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA69520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA520E-	COTTON AZUL 2-0 10X75CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com (10)75 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AA520E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA520-	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AA520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA44520-	COTTON AZUL 2-0 45CM CT25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT25 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA44520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA45520-	COTTON AZUL 2-0 45CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 30 mm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA45520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA53520-	COTTON AZUL 2-0 45CM MT20	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT20 de curvatura 1/2 Círculo Triangular 2,0cm Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA53520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA15520-	COTTON AZUL 2-0 75CM CC30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 75* cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 30 mm*. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA15520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA24520-	COTTON AZUL 2-0 75CM MC25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 75* cm de comprimento, com agulha MC25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA24520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA45530-	COTTON AZUL 3-0 (3X45CM) CT30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 30 mm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA45530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
3AA24530-	COTTON AZUL 3-0 (3X45CM) MC25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha MC25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA24530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA530-	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AA530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA45530-	COTTON AZUL 3-0 45CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 30 mm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA45530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA15530-	COTTON AZUL 3-0 75CM CC30	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75* cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 30 mm*. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA15530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA24530-	COTTON AZUL 3-0 75CM MC25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 75* cm de comprimento, com agulha MC25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA24530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3AA24540-	COTTON AZUL 4-0 (3X45CM) MC25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com três fios (3x 45) cm de comprimento, com agulha MC25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:3AA24540- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA540-	COTTON AZUL 4-0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AA540- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AA24540-	COTTON AZUL 4-0 75CM MC25	Fio de sutura cirúrgica Cotton Azul composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75* cm de comprimento, com agulha MC25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020047 Código/modelo:AA24540- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AB510-	COTTON BRANCO 0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Branco composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AB510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AB520-	COTTON BRANCO 2-0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Branco composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AB520- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
AB530-	COTTON BRANCO 3-0 15X45CM	Fio de sutura cirúrgica Cotton Branco composto por Algodão e Poliester Trançado multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com (15)45 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020065 Código/modelo:AB530- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL