

| Código do produto | Nome do produto | Descrição do produto | MARCA/FABRICANTE |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| 143030- | DEXON INC. 3-0 45CM CT24 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT24 de curvatura 3/8Circulo Triangular de 2,4cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:143030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 441030XF- | DEXON INC. 3-0 45CM CT24XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT24 XF de curvatura 3/8Triangular Premium Plastic de 2,4cm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:441030XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 133030E- | DEXON INC. 3-0 70CM CT20 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8CirculoTriangular de 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:133030E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 133040- | DEXON INC. 4-0 45CM CT19 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT19 de curvatura 3/8Circulo Triangular de 1,9cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:133040- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 433040XF- | DEXON INC. 4-0 45CM CT19.5XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT19,5 XF de curvatura 3/8Triangular Premium Plastic de 1,95cm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:433040XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 523040XF- | DEXON INC. 4-0 45CM MT15XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 XF de curvatura 1/2Triangular Premium Plastic de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:523040XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 823040XF- | DEXON INC. 4-0 45CM MT15XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 XF de curvatura 1/2Triangular Premium Plastic de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:823040XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 133040E- | DEXON INC. 4-0 70CM CT20 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8CirculoTriangular de 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:133040E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 433050XF- | DEXON INC. 5-0 45CM CT16.5XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT16,5 XF de curvatura 3/8Triangular Premium Plastic de 1,65cm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:433050XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 523050XF- | DEXON INC. 5-0 45CM MT15XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 XF de curvatura 1/2Triangular Premium Plastic de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:523050XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 823050XF- | DEXON INC. 5-0 45CM MT15XF | Fio de sutura cirúrgica Dexon Incolor composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 XF de curvatura 1/2Triangular Premium Plastic de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:823050XF- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 871000- | DEXON VIOL. 0 1.5M LAC MCR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 1,5m looped / laçado de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2Cilíndrica Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:871000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| PY15010- | DEXON VIOL. 0 150CM | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 150 cm de comprimento, com agulha N/A de curvatura -- de -. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020069 Código/modelo:PY15010- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 151000- | DEXON VIOL. 0 70CM CC30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8Circulo CilíndricoCorpo Estriado de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:151000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 451000- | DEXON VIOL. 0 70CM CT30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8Circulo Triangular de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:451000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 241000- | DEXON VIOL. 0 70CM MC26 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC26 de curvatura 1/2Circulo CilíndricoCorpo Estriado de 2,6cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:241000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 261000- | DEXON VIOL. 0 70CM MCR37 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR37 de curvatura 1/2Circulo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:261000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 271000- | DEXON VIOL. 0 70CM MCR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2Cilíndrica Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:271000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |

| Código do produto | Nome do produto | Descrição do produto | MARCA/FABRICANTE |
|-------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 341000- | DEXON VIOL. 0 70CM UC27 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha UC27 de curvatura 5/8Círculo Cilíndrica - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 2,7cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:341000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 361000- | DEXON VIOL. 0 70CM UC37 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 70 cm de comprimento, com agulha UC37 de curvatura 5/8Círculo Cilíndrica - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:361000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 281000- | DEXON VIOL. 0 90CM MCR48 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 0 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR48 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:281000- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 451001- | DEXON VIOL. 1 70CM CT30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 1 com 70 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular - Corpo Estriado 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:451001- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 271001- | DEXON VIOL. 1 70CM MCR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 1 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2Cilíndrica Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:271001- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 561001- | DEXON VIOL. 1 70CM MTR35 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 1 com 70 cm de comprimento, com agulha MTR35 de curvatura 1/2Triangular Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:561001- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 861001- | DEXON VIOL. 1 70CM MTR36 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 1 com 70 cm de comprimento, com agulha MTR36 de curvatura 1/2Triangular Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 3,6cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:861001- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 281001- | DEXON VIOL. 1 90CM MCR48 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 1 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR48 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:281001- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 571002- | DEXON VIOL. 2 70CM MTR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2 com 70 cm de comprimento, com agulha MTR40 de curvatura 1/2Triangular Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:571002- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 271002- | DEXON VIOL. 2 90CM MCR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2Cilíndrica Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:271002- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 281002- | DEXON VIOL. 2 90CM MCR48 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR48 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:281002- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| PY15020- | DEXON VIOL. 2-0 150CM | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 150 cm de comprimento, com agulha N/A de curvatura -- de -. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020069 Código/modelo:PY15020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 151020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM CC30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8Círculo CilíndricaCorpo Estriado de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:151020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 451020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM CT30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8Círculo Triangular de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:451020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 221020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MC15 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC15 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrico de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:221020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 241020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MC26 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC26 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 2,6cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:241020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 251020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MC30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC30 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:251020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |

| Código do produto | Nome do produto | Descrição do produto | MARCA/FABRICANTE |
|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| 861020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MC35 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC35 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:861020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 841020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MCR25 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR25 de curvatura 1/2Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:841020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 261020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MCR37 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR37 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:261020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 271020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MCR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2Cilíndrica Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:271020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 561020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM MTR35 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MTR35 de curvatura 1/2Triangular Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:561020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 361020- | DEXON VIOL. 2-0 70CM UC37 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 70 cm de comprimento, com agulha UC37 de curvatura 5/8Círculo Cilíndrica - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:361020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 281020- | DEXON VIOL. 2-0 90CM MCR48 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR48 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:281020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| PY15030- | DEXON VIOL. 3-0 150CM | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 150 cm de comprimento, com agulha N/A de curvatura -- de -. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020069 Código/modelo:PY15030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 151030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM CC30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:151030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 231030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM MC20 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC20 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:231030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 241030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM MC26 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC26 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 2,6cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:241030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 251030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM MC30 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC30 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:251030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 841030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM MCR25 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR25 de curvatura 1/2Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:841030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 261030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM MCR37 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR37 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrica RobustaCorpo Estriado de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:261030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 271030- | DEXON VIOL. 3-0 70CM MCR40 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2Cilíndrica Robusta - Corpo EstriadoCorpo Estriado de 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:271030- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 221040- | DEXON VIOL. 4-0 70CM MC15 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC15 de curvatura 5/8Círculo Cilíndrica - Corpo Estriado de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:221040- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 231040- | DEXON VIOL. 4-0 70CM MC20 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC20 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:231040- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |

| Código do produto | Nome do produto | Descrição do produto | MARCA/FABRICANTE |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| 241040- | DEXON VIOL. 4-0 70CM MC26 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC26 de curvatura 1/2Círculo CilíndricoCorpo Estriado de 2,6cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:241040- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 601050- | DEXON VIOL. 5-0 45CM 2XQE8 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha 2 x QE8 - 350 Micras de curvatura 1/4Microespatulada - 350 µ de 8mm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:601050- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 221050- | DEXON VIOL. 5-0 70CM MC15 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC15 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrico de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:221050- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 651060- | DEXON VIOL. 6-0 45CM 2XQE6.5 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha 2 x QE6,5 - 250 Micras de curvatura 1/4Microespatulada - 250µ de 6,5mm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:651060- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 601060- | DEXON VIOL. 6-0 45CM 2XQE8 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha 2 x QE8 - 300 Micras de curvatura 1/4Microespatulada - 300 µ de 8mm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:601060- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 221060- | DEXON VIOL. 6-0 70CM MC15 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 70 cm de comprimento, com agulha MC15 de curvatura 1/2Círculo Cilíndrico de 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo36 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:221060- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 601070E- | DEXON VIOL. 7-0 45CM 2XCE6.5 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 7-0 com 45 cm de comprimento, com agulha 2 x CE6,5 - 200 Micras de curvatura 1/4Microespatulada - 200µ de 6,5mm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:601070E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |
| 601080- | DEXON VIOL. 8-0 30CM 2XCE6.5 | Fio de sutura cirúrgica Dexon Violeta composto por Ácido Poliglicólico Multifilamentar, de diâmetro USP 8-0 com 30 cm de comprimento, com agulha 2 x CE6,5 - 200 Micras de curvatura 3/8Microespatulada - 200µ de 6,5mm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020054 Código/modelo:601080- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional. | MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL |