

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
CK660-	KIT CARDIACA CORONARIOGRAFIA 2FIOS	Conjunto de Fios para coronariografia composto por Surgipro II Azul - Polipropileno monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CC13 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrico 1,3cm e Monosof Preto - Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 2,0cm e Cardiac Tape 35 mm 40cm -. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020045 Código/modelo:CK660- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
VOK720ATE-	KIT CARDIACA VALVULA 2-0 75CM TI-CRON 2FIOS AG. 2XMC15AT	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Verde - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (8)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC15 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 1,5 cm com almof. 3 x 3 mm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (7)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC15 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 1,5 cm com almof. 3 x 3 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020040 Código/modelo:VOK720ATE- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
VOK720-	KIT CARDIACA VÁLVULA 2-0 TI-CRON 2FIOS AG. 2X MC15	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Verde - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (8)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC15 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 1,5cm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (7)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC15 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 1,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020040 Código/modelo:VOK720- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KRM6704-	KIT CARDIO SAFENA 2 PONTES	Conjunto de Fios para Safena composto por Surgipro Azul - Polipropileno monofilamentar, de diâmetro USP 7-0 com (4)60 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CC10 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrico 1,0cm e Surgipro Azul - Polipropileno monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com (2)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CC13 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica 1,3cm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020037 Código/modelo:KRM6704- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KRM6706-	KIT CARDIO SAFENA 3 PONTES	Conjunto de Fios para Safena composto por Surgipro Azul - Polipropileno monofilamentar, de diâmetro USP 7-0 com (6)60 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CC10 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrico 1,0cm e Surgipro Azul - Polipropileno monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com (3)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CC13 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica 1,3cm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020037 Código/modelo:KRM6706- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
VMK720-	KIT CARDIO VÁLVULA 2-0 75CM TI-CRON 2FIOS AG 2XMC20	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Verde - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (8)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC20 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 2,0cm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (7)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC20 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 2,0cm Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020040 Código/modelo:VMK720- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
8886308356	KIT CARDIO VALVULA 2-0 75CM TI-CRON AG 2XCV 331	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Azul - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (4)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV331 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 16 mm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (4)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV331 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000170 Código/modelo:8886308356 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
8886332456	KIT CARDIO VALVULA 2-0 75CM TI-CRON AG 2XCV305 AT	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Azul - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (5)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV305 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Almof 7 X 3 X 1,5mm 25 mm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (5)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV305 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Almof 7 X 3 X 1,5mm 25 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000170 Código/modelo:8886332456 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
8886338556	KIT CARDIO VALVULA 2-0 75CM TI-CRON AG 2XCV316	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Azul - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (5)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV316 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 20 mm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (5)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV316 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 20 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000170 Código/modelo:8886338556 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
8886332356	KIT CARDIO VALVULA 2-0 75CM TI-CRON AG 2XCV316 AT	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Azul - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (5)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV316 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Almof 7 X 3 X 1,5mm 20 mm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (5)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV316 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Almof 7 X 3 X 1,5mm 20 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000170 Código/modelo:8886332356 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
8886309156	KIT CARDIO VALVULA 2-0 75CM TI-CRON AG 2XCV331 AT	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Azul - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (4)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV331 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Almof 7 X 3 X 1,5mm 16 mm e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (4)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CV331 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Almof 7 X 3 X 1,5mm 16 mm. Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 10349000170 Código/modelo:8886309156 Fabricante: Covidien LLC Origem: Importado da República Dominicana	MEDTRONIC-COVIDIEN USA
VMK720ATE-	KIT CARDIO VALVULA 2-0 75CM TI-CRON AG 2XMC20AT	Conjunto de Fios para Válvula - Cardiovascular composto por Ti-Cron Verde - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (8)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC20 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 2,0cm c/almof. (1,5 x 3 x 6 mm) e Ti-Cron Branco - Poliéster multifilamentar trançado com cobertura de silicone, de diâmetro USP 2-0 com (7)75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC20 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 2,0cm c/almof. (1,5 x 3 x 6 mm). Produto comercializado em caixa contendo 6 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020040 Código/modelo:VMK720ATE- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
KS5510-	KIT CATARATA MONOSOF 2FIOS 1AG	Conjunto de Fios para Catarata composto por Monosof Preto - Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 20 cm de comprimento, com agulha CE6,5 de curvatura 3/8 Micro Espatulada - 200µ 6,5 mm e Sofsiik Preta - Seda Multifilamentar Trançada, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT12 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 1,2cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020039 Código/modelo:KS5510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KD5510-	KIT CATARATA MONOSOF 2FIOS 2AG.	Conjunto de Fios para Catarata composto por dois fios Monosof Preto - Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 30 cm de comprimento, com agulha (2) x CE6,5 de curvatura 3/8 Micro Espatulada - 200µ 6,5 mm e Sofsiik Preta - Seda Multifilamentar Trançada, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT12 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 1,2cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020039 Código/modelo:KD5510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KPM220DE-	KIT CESÁREA 3FIOS	Conjunto de Fios para Cesária composto de Midsorb, Poliglecaprone 25 Incolor monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CT24 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 2,4cm e 2 fios de Dexon Violeta - Ácido Poliglicólico Multifilamentar - de diâmetro USP 0 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR48 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta de 4,8cm e 2 fios de Dexon Violeta - Ácido Poliglicólico Multifilamentar - de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR37 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020057 Código/modelo:KPM220DE- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KPY500FE-	KIT CESAREA 3FIOS (POLIGACTIN 910 VLTO 2x90cm 1/2 circ cilin 48 mm / MIDSORB INC 4-0 70cm Ag. 3/8 cir cilin 24mm / POLIGLACTIN 910 VLT 2-0 2x90cm Ag. 1/2 cir cilin 37mm)	Conjunto de Fios para Cesária composto de Midsorb, Poliglecaprone 25 Incolor monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 70 cm de comprimento, com agulha CT24 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 2,4cm e 2 fios de Polyglactin 910 Violeta - Poligactina 910 Multifilamentar com cobertura de Poligactina 370 e Estearato de cálcio - de diâmetro USP 0 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR48 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta de 4,8cm e 2 fios de Polyglactin 910 Violeta - Poligactina 910 Multifilamentar com cobertura de Poligactina 370 e Estearato de cálcio - de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha MCR37 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta de 3,7cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020057 Código/modelo:KPY500FE- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KC120-	KIT CESAREA CATGUT 4FIOS	Conjunto de Fios para Cesária com Gut composto por Monosof Preto - Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT25 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 25 mm e Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha MC35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 35 mm e Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, com dois fios de diâmetro USP 2-0 com (2)90 cm de comprimento, com agulha MCR35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 35 mm e Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, com dois fios de diâmetro USP 0 com (2)90 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 40 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020046 Código/modelo:KC120- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KPGT120-	KIT CESÁREA PGLA 4FIOS	Conjunto de Fios para Cesária com Dexon / Polyglactin composto por Monosof Preto - Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT24 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 2,4cm e Polyglactin 910 Violeta - Poligactina 910 Multifilamentar com cobertura de Poligactina 370 e Estearato de cálcio, de diâmetro USP 2-0 com 90 cm de comprimento, com agulha MC35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica 3,5cm e Polyglactin 910 Violeta - Poligactina 910 Multifilamentar com cobertura de Poligactina 370 e Estearato de cálcio, com dois fios de diâmetro USP 2-0 com (2)90 cm de comprimento, com agulha MCR35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 3,5cm e Polyglactin 910 Violeta - Poligactina 910 Multifilamentar com cobertura de Poligactina 370 e Estearato de cálcio, com dois fios de diâmetro USP 0 com (2)90 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020041 Código/modelo:KPGT120- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KO210-	KIT OBST. CATGUT CROMADO 0 3FIOS	Conjunto de Fios para Obstetrícia com Gut composto por Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 3,0cm e Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 4,0cm e Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR50 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 5,0cm . Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020038 Código/modelo:KO210- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KO220-	KIT OBST. CATGUT CROMADO 2-0 3FIOS	Conjunto de Fios para Obstetrícia com Gut composto por Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 3,0cm e Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 4,0cm e Chromic Gut - Catgut Cromado torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR50 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 5,0cm . Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020038 Código/modelo:KO220- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KO110-	KIT OBST. CATGUT SIMPLS 0 3FIOS	Conjunto de Fios para Obstetrícia com Gut composto por Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 3,0cm e Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 4,0cm e Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR50 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 5,0cm . Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020049 Código/modelo:KO110- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KO120-	KIT OBST. CATGUT SIMPLS 2-0 3FIOS	Conjunto de Fios para Obstetrícia com Gut composto por Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 3,0cm e Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 4,0cm e Plain Gut - Catgut Simples torcido e polido, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR50 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 5,0cm . Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020049 Código/modelo:KO120- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
KOPY120-	KIT OBST. PGA DEXON 2-0 3FIOS (3/8 Circ. triangular / reverse cutting - 3,0 cm) (1/2 Circ. Cilíndrica robusta / taper Point heavy - 4,0 cm e 5,0 cm)	Conjunto de Fios para Obstetrícia composto por 3 fios de Ácido Poliglicólico - Dexon Violeta, de diâmetro USP 2-0 com 75 cm de comprimento, com 3 agulhas: CT30 de curvatura 3/8 Círculo Triangular 3,0cm, MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 4,0cm e agulha MCR50 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta 5,0cm . Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020043 Código/modelo:KOPY120- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL