

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
NB83330-	MONOSOF INCOL. 3-0 45CM CT19.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT19,5 de curvatura 3/8 Triangular Premium Point Corpo estriado 1,95cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NB83330- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBK83330V-	MONOSOF INCOL. 3-0 45CM CT24XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 3-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT24XF de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 2,4cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NBK83330V- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NB83340-	MONOSOF INCOL. 4-0 45CM CT19.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT19,5 de curvatura 3/8 Triangular Premium Point Corpo estriado 1,95cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NB83340- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBXF83340-	MONOSOF INCOL. 4-0 45CM CT19.5XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT19,5XF de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 1,95cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NBXF83340- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NB43340-	MONOSOF INCOL. 4-0 45CM CT20	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NB43340- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NB52340-	MONOSOF INCOL. 4-0 45CM MT15	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 de curvatura 1/2 CírculoTriangular 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NB52340- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBXF52340-	MONOSOF INCOL. 4-0 45CM MT15XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15XF de curvatura 1/2 Triangular Premium Plastic 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NBXF52340- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBXF83350-	MONOSOF INCOL. 5-0 45CM CT19.5XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT19,5XF de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 1,95cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NBXF83350- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBXF52350-	MONOSOF INCOL. 5-0 45CM MT15XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15XF de curvatura 1/2 Triangular Premium Plastic 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NBXF52350- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBXF81360-	MONOSOF INCOL. 6-0 45CM CT11XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Incolor composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT11XF de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 1,1cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NBXF81360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP87310-	MONOSOF PRETO 0 1.5M MCR40 LAÇ	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto Laçado composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 150 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta Corpo estriado 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP87310- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP15010-	MONOSOF PRETO 0 150CM	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 150 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020062 Código/modelo:NP15010- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP45310-	MONOSOF PRETO 0 45 CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP45310- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP43310-	MONOSOF PRETO 0 45CM CT20	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP43310- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP45310E-	MONOSOF PRETO 0 75CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP45310E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP84310-	MONOSOF PRETO 0 75CM MCR25	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR25 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta Corpo estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP84310- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP86310-	MONOSOF PRETO 0 75CM MCR35	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta Corpo estriado 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP86310- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP27310-	MONOSOF PRETO 0 75CM MCR40	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 0 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR40 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta Corpo estriado 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP27310- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
NP45301-	MONOSOF PRETO 1 75CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 1 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP45301- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP86301-	MONOSOF PRETO 1 75CM MCR35	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 1 com 75 cm de comprimento, com agulha MCR35 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta Corpo estriado 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP86301- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP57301-	MONOSOF PRETO 1 75CM MTR40	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 1 com 75 cm de comprimento, com agulha MTR40 de curvatura 1/2 Círculo Triangular Robusta Corpo estriado 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP57301- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPB10310D-	MONOSOF PRETO 10-0 13CM CC3.8	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC3,8 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 100µ 3,8 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPB10310D- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPM7010-	MONOSOF PRETO 10-0 13CM CC5,0	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC5 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 70µ 5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPM7010- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPM5010-	MONOSOF PRETO 10-0 13CM CC5.0	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC5 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 150µ 5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPM5010- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP5410-	MONOSOF PRETO 10-0 20CM CE6.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 20 cm de comprimento, com agulha CE6,5 de curvatura 3/8 Círculo Microespatulada - 200µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP5410- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP5610-	MONOSOF PRETO 10-0 30CM 2XCE6.2	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CE6,2 de curvatura 3/8 Círculo Microespatulada - 150µ 6,2 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP5610- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP5510-	MONOSOF PRETO 10-0 30CM 2XCE6.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CE6,5 de curvatura 3/8 Círculo Microespatulada - 200µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP5510- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP6710-	MONOSOF PRETO 10-0 30CM 2XME 7	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x ME7 de curvatura 1/2 Círculo Espatulada - 150µ 7 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP6710- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP5710-	MONOSOF PRETO 10-0 30CM 2XME5,5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x ME5,5 de curvatura 1/2 Círculo Espatulada - 150µ 5,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP5710- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP15020-	MONOSOF PRETO 2-0 150CM	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 150 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020062 Código/modelo:NP15020- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP89320-	MONOSOF PRETO 2-0 2.5M MCR65 LAÇ	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto Laçado composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 250 cm de comprimento, com agulha MCR65 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta Corpo estriado 6,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP89320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3NP45320-	MONOSOF PRETO 2-0 3X45CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3)45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:3NP45320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
3NP47320-	MONOSOF PRETO 2-0 3X45CM CT40	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com três fios (3)45 cm de comprimento, com agulha CT40 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:3NP47320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP43320-	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT20	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP43320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP44320-	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT25	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT25 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP44320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP45320-	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP45320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP47320-	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT40	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT40 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP47320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
NP52350-	MONOSOF PRETO 5-0 45CM MT15	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 de curvatura 1/2 CírculoTriangular 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP52350- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPXF52350-	MONOSOF PRETO 5-0 45CM MT15XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15XF de curvatura 1/2 Triangular Premium Plastic 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPXF52350- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP54350-	MONOSOF PRETO 5-0 45CM MT25	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT25 de curvatura 1/2 CírculoTriangular 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP54350- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP11350-	MONOSOF PRETO 5-0 75CM CC13	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CC13 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrico 1,3cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP11350- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP43350E-	MONOSOF PRETO 5-0 75CM CT20	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 5-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP43350E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPXF81360-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM CT11XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT11XF de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 1,1cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPXF81360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPK81360V-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM CT13XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha P-13 de curvatura 3/8Triang. Reverso Premium - EDGELLANT de 1,3cm. Produto comercializado em caixa contendo24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPK81360V- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP82360-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM CT16.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT16,5 de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 1,65cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP82360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPXF82360-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM CT16.5XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT16,5XF de curvatura 3/8 Triangular Premium Plastic 1,65cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPXF82360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP43360-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM CT20	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP43360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP52360-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM MT15	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15 de curvatura 1/2 CírculoTriangular 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP52360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPXF52360-	MONOSOF PRETO 6-0 45CM MT15XF	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 45 cm de comprimento, com agulha MT15XF de curvatura 1/2 Triangular Premium Plastic 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPXF52360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
2NP22360-	MONOSOF PRETO 6-0 75CM 2XMC15	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 75 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x MC15 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:2NP22360- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP43360E-	MONOSOF PRETO 6-0 75CM CT20	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 6-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT20 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 2,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP43360E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPM6580-	MONOSOF PRETO 8-0 13CM CC6.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 8-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC6,5 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 150µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPM6580- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP6580-	MONOSOF PRETO 8-0 30 2XQE6.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 8-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x QE6,5 de curvatura 1/4 Círculo Microespatulada - 200µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP6580- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPM4090-	MONOSOF PRETO 9-0 13CM CC3.8	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 9-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC3,8 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 100µ 3,8 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPM4090- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPM5090E-	MONOSOF PRETO 9-0 13CM CC5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 9-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC5 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 150µ 5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPM5090E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NPM6590-	MONOSOF PRETO 9-0 13CM CC6.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 9-0 com 13 cm de comprimento, com agulha CC6,5 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 150µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NPM6590- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
2NPG10390D-	MONOSOF PRETO 9-0 25CM 2XCC6.5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 9-0 com 25 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CC6,5 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrica - 150µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:2NPG10390D- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NP6590-	MONOSOF PRETO 9-0 30CM 2XCE6,5	Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 9-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CE6,5 de curvatura 3/8 Círculo Microespatulada - 200µ 6,5 mm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020064 Código/modelo:NP6590- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL