

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
FA910-	STEEL MONOF. 0 3X60CM	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 0 com (3)60 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020053 Código/modelo:FA910- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA54910-	STEEL MONOF. 0 4X45CM MTR25	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 0 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR25 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA54910- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA901-	STEEL MONOF. 1 3X60CM	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 1 com (3)60 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020053 Código/modelo:FA901- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FAK24901D-	STEEL MONOF. 1 4X45CM MC26	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 1 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MC26 de curvatura 1/2 Círculo Cilíndrico Corpo estriado 2,6cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FAK24901D- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA56901-	STEEL MONOF. 1 4X45CM MTR35	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 1 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR35 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 3,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA56901- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA57901-	STEEL MONOF. 1 4X45CM MTR40	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 1 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR40 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA57901- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA902-	STEEL MONOF. 2 3X60CM	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 2 com (3)60 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020053 Código/modelo:FA902- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA55902-	STEEL MONOF. 2 4X45CM CC30	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 2 com (4)45 cm de comprimento, com agulha CC30 de curvatura 3/8 Círculo Cilíndrico Corpo estriado 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA55902- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA57902-	STEEL MONOF. 2 4X45CM MTR40	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 2 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR40 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA57902- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA920-	STEEL MONOF. 2-0 3X60CM	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 2-0 com (3)60 cm de comprimento, sem agulha. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020053 Código/modelo:FA920- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA57904-	STEEL MONOF. 4 4X45CM MTR40	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 4 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR40 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 4,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA57904- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA88904-	STEEL MONOF. 4 4X45CM MTR48	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 4 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR48 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA88904- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA8895E-	STEEL MONOF. 5 4X45CM MTCR48	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 5 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTCR48 de curvatura 1/2 Círculo Triangular Robusta Conventional Cutting Corpo estriado 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA8895E- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA88905-	STEEL MONOF. 5 4X45CM MTR48	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 5 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR48 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA88905- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FA88906-	STEEL MONOF. 6 4X45CM MTR48	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 6 com (4)45 cm de comprimento, com agulha MTR48 de curvatura 1/2 Círculo Cortante Robusta Corpo estriado 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FA88906- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
FAK88905D-	STEEL MONOF. 5 4X45CM MCRY48 Fechamento de Esterno 1/2 Circ. Tapercut Robusta / Tapercut Heavy - 4,8cm	Fio de sutura cirúrgica Steel composto por Aço inoxidável liga LVM monofilamentar, de diâmetro USP 5 com 4x45 cm de comprimento, com agulha MCRY48 de curvatura 1/2Círculo Tapercutting RobustaCorpo Estriado de 4,8cm. Produto comercializado em caixa contendo12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020052 Código/modelo:FAK88905D- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL